



Microsol Biozida

alpharatan®-SCREEN

MONITORING-KÖDER (WIRKSTOFFFREI)



„DER BEWÄHRTE“



alpharatan SCREEN-Fraßgel

Praktischer, attraktiver und sauberer kann der Einsatz eines pastenartigen Köders nicht sein.

Die enthaltenen Lockstoffe sind einzigartig in der Landschaft der Pasten. Duftet verführerisch nach Schokolade und Nuss, dadurch entsteht die aussergewöhnlich hohe Annahmeattraktivität.

Rezepturidentisch mit unserem wirkstoffhaltigen **alpharatan-Fraßgel** dadurch wird eine Köderscheu nach der Umstellung erfolgreich verhindert.

Die Paste eignet sich hervorragend zur Befallsfeststellung und Ermittlung von Befallsschwerpunkten.

Präparatetyp
Fraßgel in 300g-Kartusche

Wirkstoff(e)
Monitoring-Köder (wirkstofffrei)

Zielorganismen
Hausratten, Hausmäuse, Wanderratten

Anwendungsbereiche
im Innen- und Außenbereich

Zulassung / Anerkennung / Registrierung
nicht zutreffend

Verwenderkategorie
geschulte berufsmäßige Verwender

Verpackungseinheit
12 Stück / Gebinde

Technische Details



alpharatan
SCREEN-Paste

Das Körnerkissen unter den Pasten mit extrem hohem Getreideanteil.

Mit diesem Präparat werden die Eigenschaften eines Zerialienködern mit den Vorteilen der pastösen Konsistenz ideal miteinander verschmolzen.

Die Paste eignet sich hervorragend zur Befallsfeststellung und Ermittlung von Befallsschwerpunkten

Die **alpharatan-SCREEN-Paste** ist ebenfalls hervorragend für den Einsatz im ePermanent-Monitoring geeignet.

Präparatetyp
Fraßpaste in 300g-Kartusche

Wirkstoff(e)
Monitoring-Köder (wirkstofffrei)

Zielorganismen
Hausmäuse, Hausratten, Wanderratten

Anwendungsbereiche
im Innen- und Außenbereich

Zulassung / Anerkennung / Registrierung
nicht zutreffend

Verwenderkategorie
geschulte berufsmäßige Verwender

Verpackungseinheit
12 Stück / Gebinde

Technische Details



alpharatan
SCREEN-Block

Der Klassiker unter den wirkstofffreien Ködern, zeichnet sich durch eine extrem hohe Fraßattraktivität aus.

Er eignet sich hervorragend zur Befallsfeststellung und Ermittlung von Befallsschwerpunkten.

Extrem attraktiv macht ihn die legendäre, krokantartige Oberflächentextur sowie der ungewöhnlich hohe Anteil äußerst attraktiver, unterschiedlichster Zerealien.

Rezepturidentisch mit unserem wirkstoffhaltigen **alpharatan-Rodentblock** dadurch wird eine Köderscheu nach der Umstellung erfolgreich verhindert.

Präparatetyp
Festköder (ca. 80-90g) oder (ca. 30g)

Wirkstoff(e)
Monitoring-Köder (wirkstofffrei)

Zielorganismen
Hausmäuse, Hausratten, Wanderratten

Anwendungsbereiche
im Innen- und Außenbereich

Zulassung / Anerkennung / Registrierung
nicht zutreffend

Verwenderkategorie
geschulte berufsmäßige Verwender

Verpackungseinheit
100 Stück/Karton oder 200 Stück/Karton

Technische Details



Microsol
Biozida ✓